

お客さまへの伝えやすさを求めて

PR動画 / & / 使用方法動画 / が遂にリリース!

# LEDでかなえる本格エステ



家庭用 LED 美容機器  
LEDセラピー レディッチ

## LEDDitch®

PERSONAL LED EPILATOR

PR動画は  
コチラ!



使用方法動画は  
コチラ!



注目の家庭用LED美容機器「LEDDitch (レディッチ)」の特長や使い方をご紹介します!

### ワンタッチで施術できる 簡単操作

「LEDDitch(レディッチ)」は、LED・DLP機能搭載で2つの波長域を同時に照射することができます。ムダ毛ケアと美肌ケアを1台で完結することができます。66個のLEDが連続発光することでハイパワー&スピーディーに広範囲をお手入れできます。お肌に効果的な波長域のみを使用しているため、安全な施術が期待できます。LEDならではの特長は、長寿命のためランプ交換が不要なことです。寿命は約4万時間で(1日8時間使ったとしても約13年)維持費がかからないコストパフォーマンスのよさは要注目です。ジェルが不要なので、ご自宅でも手間をかけずに施術することも嬉しいポイントです。

### 5つのポイント

#### LED-DLPの連続発光

66個のLEDがボディの広い面も一気にケア。

#### 美肌ケア

美肌にも効果的! 肌にツヤとハリを与え、気になる産毛も。

#### LED-DLPによる2波長域同時照射

肌に効果的な波長域のみを使用。ハイパワーでも肌に優しい。

#### 肌の色は関係なし

搭載のLED光は肌の色濃度に関係なくお手入れ可能。

#### カートリッジ交換不要

長寿命のLEDだからボディからフェイシャルまで贅沢に使用可能。

LEDセラピー レディッチ  
LEDDitch®  
PERSONAL LED EPILATOR



痛みゼロ。広い面を一気にケアできる♡

### LEDDitch(レディッチ)に搭載LED-DLPとは?



Dual Length Pulse 機能のことで、肌に優しい2つの波長域を一度に照射します。肌に効果的な光のみを使用しているため、効率よくムダ毛ケアや美肌ケアができます。

特許申請中

※特許出願番号: 特願 2019-35135  
※LEDDitch® 商標登録出願中

### 2つの特長

#### ムダ毛ケアモードの使い方

腕・脚  
●手首~ヒジ 2分 ヒジ~肩 2分  
●足首~ヒザ 5分 ヒザ~太もも 5分

1ライン6往復が目安です。1箇所2秒間でスライド。

使用頻度: 3日に1回がおすすめ。

#### 美肌ケアモードの使い方

首/鎖骨の上~フェイスライン

1箇所5秒間隔でおこないきましょう。

使用頻度: 1日1回がおすすめ。  
2~3日に1回の使用でも効果が期待できます。

### 日焼け肌にも使用可能!

LEDは肌の色濃度に関係なく照射可能。日焼け肌、色黒の方でも使えます。毛の色にも左右されないため、男性の濃いヒゲから産毛、白髪まで幅広く使用できます。ご家族全員でご使用いただけます。

1秒長押しして電源を入れたあとは2つのモードから選択するだけの簡単操作。



モード選択  
美肌ケアモード (1) 緑のランプが点灯

